



**APP**  
MEDICAL SOLUTIONS

**CI PRENDIAMO  
CURA DI TE**



# L'AZIENDA

**Codisan** è il sogno realizzato da due fratelli che, maturata una grande esperienza nel settore medico - sanitario, hanno deciso di contribuire con il loro sapere allo sviluppo di una Sanità Pubblica e Privata e, più in generale, al miglioramento della qualità delle cure e del benessere dei pazienti nella loro accezione più ampia. **Codisan** è "la cultura dei piccoli passi ispirati da grandi valori" maturati in uno dei settori più delicati e complessi delle attività umane, dove conoscenze tecniche, abilità professionali e capacità empatiche si fondono e si innervano, profondamente, nell'essenza stessa del proprio lavoro.

**Codisan S.p.A.** è oggi una delle principali aziende presenti sul mercato italiano specializzata nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, elettromedicali, diagnostici e prodotti farmaceutici, nonché nello sviluppo e gestione di servizi logistici in Sanità. Nasce da un'esperienza di famiglia iniziata nel 1963, maturata nel 1979 con la costituzione della società particolarmente attiva nel settore della Ospedalità Pubblica e Privata, dell'Università e della Ricerca, delle Farmacie, dei Laboratori di Analisi e dell'Industria.



# MISSION

**La nostra passione? Migliorare la vita degli altri.** Per questo ogni giorno progettiamo il nostro lavoro con responsabilità, nel rispetto di elevati standard qualitativi con affidabilità, efficienza e tempestività, per poterlo offrire a Clienti e Partners.

Sviluppiamo la ricerca per introdurre innovazione, prestando attenzione ai nuovi mercati, individuando nuovi business e concependo nuovi prodotti, nel rispetto dell'ambiente. Il tutto con un'attenzione al giusto profitto per garantire stabilità, continuità e libertà da condizionamenti.



# VISION

Ogni passo è un tassello fondamentale del cammino che ci conduce verso il futuro. Passione, Responsabilità, Rispetto, Etica, Integrità sono i valori che ci accompagnano, da oltre cinquant'anni, nello sviluppo di un grande progetto che prima di essere frutto di un percorso imprenditoriale, è frutto di un percorso umano, di vita.

Perché, da sempre, migliorare la vita degli altri è parte essenziale della nostra storia. Codisan è un progetto incentrato sul rapporto che lega l'intera azienda ai propri Collaboratori, ai propri Clienti, ai propri Fornitori e più in generale, a tutti gli Stakeholders interessati. Un intreccio fitto e consolidato di relazioni fondate sui principi di stima e fiducia reciproca.

Qualcosa che è nato con gli anni e, negli anni, è cresciuto nella prospettiva di poter, giorno dopo giorno, "costruire il nuovo" con la consapevolezza dell'esperienza e dei valori del passato.



*La nostra esperienza,  
i nostri prodotti*



# APP

APP è l'ampia gamma di Dispositivi Medici di qualità, innovativi ed efficaci creati da Codisan per la cura e il benessere della persona. Una garanzia di qualità e sicurezza per l'operatore sanitario e il paziente.

## **DIVERSE LINEE DI PRODOTTI**

Nel catalogo APP troverete un'ampia offerta di Dispositivi Medici, Elettromedicali, Prodotti Monouso di Laboratorio e Materie Prime ad uso farmaceutico.

## **PER TUTTO IL MONDO DELLA SANITÀ**

I prodotti a marchio APP sono nati per soddisfare la domanda di Ospedali Pubblici e Privati, Farmacie e Laboratori Clinici e per la Ricerca.


## **QUALITÀ E COMPETITIVITÀ**

I prodotti a marchio APP si distinguono nel mercato per ricercatezza, qualità produttiva e prezzo assolutamente competitivo.


# QUALITÀ

Codisan è un'azienda certificata dall'ICIM S.p.A. di Milano secondo le norme **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI CEI EN ISO 13485:2016**, oltreché per lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione dei prodotti propri anche per la gestione dei depositi e dei servizi di logistica integrata per la distribuzione in conto terzi. Lo stesso Organismo Notificato ha rilasciato la **marcatura CE** sui prodotti a marchio **APP**. Codisan ha ottenuto, inoltre, il **Certificato AEO** (Operatore Economico Autorizzato) per le semplificazioni doganali.





**DIABETE**  
da pag. 10 a pag. 13




**AGHI E SIRINGHE**  
da pag. 14 a pag. 19




**MEDICAZIONE**  
da pag. 20 a pag. 24




**GUANTI MEDICALI**  
da pag. 25 a pag. 29




**UROLOGIA**  
da pag. 30 a pag. 39



**ARTICOLI SANITARI VARI**  
da pag. 40 a pag. 45



**ELETTROMEDICALI**  
da pag. 46 a pag. 49



**IGIENE E COSMESI**  
da pag. 50 a pag. 54

# INDICE

per categorie



# INDICE

## DIABETE

Insulife Check - Sistema per il monitoraggio della glicemia.....	10
Insulife Check - Strisce reattive.....	10
Insulife - Aghi per penna.....	11
Insulife - Lancette pungidito.....	11
Insulife - Lancette pungidito + Tamponcini imbevuti.....	12
Insulife - Lancette pungidito di sicurezza.....	12
Insulife - Siringhe per insulina.....	13

## AGHI E SIRINGHE

Acusoft - Aghi ipodermici.....	14
Acusoft - Aghi a farfalla.....	15
Aghi cannula in PTFE.....	15
Acusoft - Siringhe ipodermiche.....	16
Acusoft - Set per infusione (deflussori).....	18
Rubinetto a 3 vie.....	19
Tappi perforabili.....	19

## MEDICAZIONE

Cotone idrofilo.....	20
Compresse di garza idrofila piegate sterili.....	20
Compresse di garza idrofila sterili.....	21
Deliplus - Compresse di garza idrofila stese.....	21
Bende di garza idrofila orlate.....	22
Bende elastiche Ideal.....	22
Acqua ossigenata.....	23
Alcool etilico denaturato.....	23
Ghiaccio istantaneo in busta.....	23
Ghiaccio istantaneo in spray.....	24
Cerotti su rocchetto.....	24

## GUANTI MEDICALI

<b>GUANTI NON STERILI</b>	
Guanti in lattice non sterili.....	25
Guanti in lattice non sterili PF.....	25
Guanti in vinile non sterili PF.....	26
Guanti in nitrile non sterili PF.....	26
Guanti in cotone.....	27
Guanti in polietilene non sterili.....	27
<b>GUANTI STERILI (Chirurgici)</b>	
Guanti in lattice sterili.....	28
Guanti in lattice sterili PF.....	28

## UROLOGIA

Contenitore per l'analisi delle urine 120 ml.....	30
Contenitore per analisi coprologiche 60 ml.....	30
Provetta per analisi delle urine 10 ml.....	30
Contenitore per la raccolta delle urine 2,5 L.....	31
Easy One - Raccogliatore urina da letto Standard.....	31
Easy Drain - Raccogliatore urina da letto.....	31
con rubinetto di scarico P/P	
Easy Mia - Raccogliatore urina da gamba.....	32
con rubinetto di scarico P/P	
Catetere Foley in lattice siliconato a 2 vie.....	32
Catetere Foley in lattice siliconato a 3 vie.....	33
Catetere Foley in silicone a 2 vie.....	33
Catetere Foley in silicone a 3 vie.....	34
Catetere Foley in silicone a 2 vie scanalato.....	34
Catetere Nelaton Uomo.....	35
Catetere Nelaton Donna/Bambino.....	36
Sonda rettale.....	36
Sonda per aspirazione.....	37
Sonda per aspirazione controllata.....	38
Tappi per cateteri e sonde.....	38
Nastri di fissaggio biadesivi per guaina.....	38
per incontinenza urinaria maschile	
Guaina per incontinenza urinaria maschile.....	39

## ARTICOLI SANITARI VARI

Padella per ammalati.....	40
Pappagallo per uomo.....	40
Cestello rigido portaflaconi.....	40
Completo per ossigenoterapia.....	40
Vello sintetico.....	41
Maschera per ossigenoterapia.....	41
Maschera per ossigeno con Reservoir.....	41
Cannule nasali per ossigenoterapia.....	42
Mascherina chirurgica.....	42
Cappellino per chirurgo con lacci fissi.....	42
Cuffia rotonda copricapo.....	43
Camice per visitatore.....	43
Calzari.....	43
Ciambella rotonda gonfiabile in gomma.....	44
Ostie tonde.....	44
Lacci emostatici rotondi.....	44
Acqua distillata.....	45
Alcool puro 95°.....	45

## ELETTROMEDICALI

Fonendoscopio Kit Adulti.....	46
Sfigmomanometro aneroide Standard.....	46
Sfigmomanometro aneroide su carrello.....	46
Bracciale per sfigmo.....	47
Soffiera completa per sfigmo.....	47
Termometro ecologico al gallio.....	47
Mascherina per aerosol.....	47
Boccheruola per aerosol.....	48
Forcella nasale per aerosol.....	48
Ampolla per aerosol universale.....	48
Raccordo per aerosol.....	49
Tubo per aerosol.....	49

## IGIENE E COSMESI

Espositore prodotti per manicure.....	50
Ferretto doppio.....	50
Forbicine Baby nichel.....	50
Forbicine pelle nichel.....	51
Forbicine unghie nichel.....	51
Leva comedoni.....	51
Lime in cartone.....	51
Lime Diamant.....	51
Pinzetta brunita.....	52
Pinzetta nichel.....	52
Pinzetta nichel oro.....	52
Pinzetta oro.....	52
Pinzetta Professional.....	52
Pinzetta Professional oro.....	53
Raspa per calli.....	53
Tagliacalli.....	53
Lame per tagliacalli.....	53
Tagliapelle nichel.....	53
Tagliaunghie nichel.....	54
Tronchesi nichel 10cm.....	54
Spugne di mare.....	54



### Insulife Check

#### Sistema per il monitoraggio della glicemia

- Accuratezza clinicamente dimostrata secondo gli standard della normativa ISO 15197:2015;
- Nessun codice, nessun chip di codifica, estremamente facile da utilizzare;
- Intervallo di misura: 10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L);
- Campione richiesto: sangue intero (Capillare, Venoso o Arterioso);
- Strisce reattive GDH FAD: gamma Ematocrito 0 - 70%;
- Campione necessario solo 0,5 µl;
- Risultati in 5 secondi;
- Temperatura di operatività: 5° C - 45° C (41° F - 113° F);
- Espulsore striscia;
- Alimentazione con 2 batterie incluse;
- Porta Micro USB per trasferimento dati;
- Rilevazioni Pre e Post Prandiali;
- Allarme che aiuta a ricordare quando eseguire il test fino a 5 volte al giorno;
- Allarme Ipo che segnala una situazione di Ipoglicemia;
- Allarme Chetoni che segnala una situazione di Chetonemia.

CODICE	MEMORIA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSG001	900 misurazioni	 9 7 5 9 0 7 0 3 9	singola	27 confezioni



### Insulife Check

#### Strisce reattive

Strisce per la misurazione del glucosio nel sangue con 8 elettrodi, per misuratore Insulife Check. Confezionate in flacone e in scatola.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSR025	 9 7 5 9 0 7 0 4 1	25 pezzi	200 confezioni
CODSR050	 9 7 5 9 0 7 0 5 4	50 pezzi	120 confezioni



### Insulife Aghi per penna

Indicati per la terapia insulinica sottocutanea con penna. Compatibili con le più diffuse penne da insulina presenti in commercio. Sterili, monouso, apirogeni, atossici, latex free e ftalati free. Confezionati singolarmente in blister e in scatola.


CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODAP10000531	Ø 31 G - 0,26 mm Lunghezza 3/16" - 5 mm		 9 3 5 6 2 6 3 8 8	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000631	Ø 31 G - 0,26 mm Lunghezza 1/4" - 6 mm		 9 3 4 1 9 7 2 1 9	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000831	Ø 31 G - 0,26 mm Lunghezza 5/16" - 8 mm		 9 3 4 1 9 7 2 2 1	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000432	Ø 32 G - 0,23 mm Lunghezza 5/32" - 4 mm		 9 3 3 1 5 2 6 1 7	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000532	Ø 32 G - 0,23 mm Lunghezza 3/16" - 5 mm		 9 3 4 1 9 2 1 9 4	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000632	Ø 32 G - 0,23 mm Lunghezza 1/4" - 6 mm		 9 3 3 1 5 2 6 2 9	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000832	Ø 32 G - 0,23 mm Lunghezza 5/16" - 8 mm		 9 3 3 1 5 2 6 3 1	100 pezzi	120 confezioni
CODAP10000433	Ø 33 G - 0,20 mm Lunghezza 5/32" - 4 mm		 9 3 5 6 2 6 3 9 0	100 pezzi	120 confezioni



### Insulife Lancette pungidito

Lancette per il prelievo del sangue capillare compatibili con le più diffuse penne pungidito presenti in commercio. Sterili, monouso, apirogene, atossiche, latex free e ftalati free. Confezionate in scatola.

CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODLP02530	Ø 30 G - 0,30 mm		 9 3 0 4 8 0 2 5 4	25 pezzi	400 confezioni



### Insulife Lancette pungidito + tamponcini imbevuti

Lancette per il prelievo del sangue capillare compatibili con le più diffuse penne pungidito presenti in commercio e tamponcini assorbenti imbevuti di alcol isopropilico (70%) per la pulizia della cute per l'iniezione. Sterili, monouso, apirogene, atossiche, latex free e ftalati free. Confezionate in scatola.


CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODLPT02530	Ø 30 G - 0,30 mm		 9 4 1 1 4 5 4 3 5	25 pezzi + 25 pezzi	100 confezioni



### Insulife Lancette pungidito di sicurezza

Lancette pungidito con sistema di sicurezza per il prelievo del sangue capillare. Sterili, monouso, apirogene, atossiche, latex free e ftalati free. Confezionate in scatola.

CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODLPS1001823	Ø 23 G - 1,8 mm		 8052086220973	100 pezzi	50 confezioni
CODLPS1001828	Ø 28 G - 1,8 mm		 8052086220997	100 pezzi	50 confezioni



## Insulife Siringhe per insulina

Indicate per la somministrazione di insulina. Ago staccabile. Sterili, monouso, apirogene, atossiche, latex free e ftalati free. Confezionate in blister singolo "Peel-Pack" e in scatola.

CODICE	CAPACITÀ	AGO COLORE	CONO AGO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSI10001C1625	1 ml	Ø 25 G - 0,50 mm Lungh. 5/8" - 16 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 6 1 1 4 8	100 pezzi	45 confezioni
CODSI10001C1326	1 ml	Ø 26 G - 0,45 mm Lungh. 1/2" - 13 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 6 1 1 8 7	100 pezzi	45 confezioni



**Acusoft**  
Aghi ipodermici

Parete ultrasottile a triplice affilatura. Cono Luer. Sterili, monouso, apirogeni, atossici, latex free e ftalati free. Confezionati in blister singolo "Peel-Pack" e in scatola.



AGHI E SIRINGHE

CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODAI1003818	Ø 18 G - 1,20 mm Lungh. 1 - 1/2" - 38 mm		 9 3 5 5 6 7 5 0 7	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1003819	Ø 19 G - 1,10 mm Lungh. 1 - 1/2" - 38 mm		 9 3 5 5 6 7 5 3 3	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1003820	Ø 20 G - 0,90 mm Lungh. 1 - 1/2" - 38 mm		 9 3 5 5 6 7 5 4 5	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1002521	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1" - 25 mm		 9 3 5 5 6 7 5 7 2	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1003821	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1 - 1/2" - 38 mm		 9 3 5 5 6 7 5 6 0	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1003822	Ø 22 G - 0,70 mm Lungh. 1 - 1/2" - 38 mm		 9 3 5 5 6 7 6 0 8	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1002523	Ø 23 G - 0,60 mm Lungh. 1" - 25 mm		 9 3 5 5 6 7 6 1 0	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1003223	Ø 23 G - 0,60 mm Lungh. 1 - 1/4" - 32 mm		 9 3 5 5 6 7 6 2 2	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1002524	Ø 24 G - 0,55 mm Lungh. 1" - 25 mm		 9 3 5 5 6 7 6 3 4	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1002525	Ø 25 G - 0,50 mm Lungh. 1" - 25 mm		 9 3 5 5 6 7 6 4 6	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1001625	Ø 25 G - 0,50 mm Lungh. 5/8" - 16 mm		 9 3 5 5 6 7 6 5 9	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1001326	Ø 26 G - 0,45 mm Lungh. 1/2" - 13 mm		 9 3 5 5 6 7 6 6 1	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1000427	Ø 27 G - 0,40 mm Lungh. 5/32" - 4 mm		 9 7 5 0 7 6 8 1 9	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1002027	Ø 27 G - 0,40 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 5 6 7 6 7 3	100 pezzi	20 confezioni
CODAI1001330	Ø 30 G - 0,30 mm Lungh. 1/2" - 13 mm		 9 7 5 0 7 6 8 2 1	100 pezzi	20 confezioni



### Acusoft Aghi a farfalla

Parete ultrasottile a triplice affilatura. Cono Luer Lock. Sterili, monouso, apirogeni, atossici, latex free e ftalati free. Confezionati in blister singolo "Peel-Pack" e in scatola.

CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODAF100201930	Ø 19 G - 1,10 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 2 7 8 7 3 1	100 pezzi	10 confezioni
CODAF100202030	Ø 20 G - 0,90 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 2 7 8 7 4 3	100 pezzi	10 confezioni
CODAF100202130	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 2 7 8 7 9 4	100 pezzi	10 confezioni
CODAF100202230	Ø 22 G - 0,70 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 2 7 8 8 2 0	100 pezzi	10 confezioni
CODAF100202330	Ø 23 G - 0,60 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 2 7 8 8 3 2	100 pezzi	10 confezioni
CODAF100202530	Ø 25 G - 0,50 mm Lungh. 3/4" - 20 mm		 9 3 5 2 7 8 8 4 4	100 pezzi	10 confezioni



### Aghi cannula in PTFE

Catetere radiopaco in teflon, con alette, ago interno in acciaio inossidabile a triplice affilatura. Disponibile anche con valvola di iniezione (2 vie). Sterili, monouso, apirogeni, atossici e latex free. Con tappino Luer Lock bianco. Confezionati in blister singolo "Peel-Pack" e in scatola.

CODICE	MODELLO	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
DET3166522	1 via	Ø 16 G - 1,70 mm Lunghezza 45 mm		 9 3 5 7 6 4 1 3 6	50 pezzi	10 confezioni
DET3146522	1 via	Ø 18 G - 1,30 mm Lunghezza 32 mm		 9 3 5 7 6 4 1 4 8	50 pezzi	10 confezioni
DET3136522	1 via	Ø 20 G - 1,10 mm Lunghezza 32 mm		 9 3 5 7 6 4 1 7 5	50 pezzi	10 confezioni
DET3126522	1 via	Ø 22 G - 0,90 mm Lunghezza 25 mm		 9 3 5 7 6 4 1 8 7	50 pezzi	10 confezioni
DET3116522	1 via	Ø 24 G - 0,70 mm Lunghezza 19 mm		 9 3 5 7 6 4 1 9 9	50 pezzi	10 confezioni





CODICE	MODELLO	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
DET3171522	2 vie	Ø 14 G - 2,10 mm Lunghezza 45 mm		 9 3 5 7 6 4 2 0 1	50 pezzi	10 confezioni
DET3166522	2 vie	Ø 16 G - 1,70 mm Lunghezza 45 mm		 9 3 5 7 6 4 2 1 3	50 pezzi	10 confezioni
DET3141522	2 vie	Ø 18 G - 1,30 mm Lunghezza 45 mm		 9 3 5 7 6 4 2 3 7	50 pezzi	10 confezioni
DET3131522	2 vie	Ø 20 G - 1,10 mm Lunghezza 32 mm		 9 3 5 7 6 4 2 4 9	50 pezzi	10 confezioni
DET3121522	2 vie	Ø 22 G - 0,90 mm Lunghezza 25 mm		 9 3 5 7 6 4 2 5 2	50 pezzi	10 confezioni
DET3111522	2 vie	Ø 24 G - 0,70 mm Lunghezza 19 mm		 9 3 5 7 6 4 2 6 4	50 pezzi	10 confezioni

### Acusoft Siringhe ipodermiche

Fermo a fine corsa del pistone. Gli aghi a triplice affilatura minimizzano lo sforzo di penetrazione annullando qualsiasi possibilità di trauma dei tessuti, con conseguente riduzione del dolore. Sterili, monouso, apirogène, atossiche, latex free e ftalati free. Confezionate in blister singolo "Peel-Pack" e in scatola.



CODICE	CAPACITÀ MODELLO	AGO COLORE	CONO AGO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSS10001LC	1 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 8 3 3 1 0 5 5 2	100 pezzi	20 conf.
CODSS10001C2525	1 ml Standard	Ø 25 G - 0,50 mm Lungh. 1" - 25 mm		Centrale Luer  9 8 3 3 1 0 5 3 7	100 pezzi	20 conf.
CODST10001C1625	1 ml Tuberculina	Ø 25 G - 0,50 mm Lungh. 5/8" - 16 mm		Centrale Luer  9 3 5 5 2 7 3 6 4	100 pezzi	20 conf.
CODST10001C1326	1 ml Tuberculina	Ø 26 G - 0,45 mm Lungh. 1/2" - 13 mm		Centrale Luer  9 3 5 5 2 7 4 3 8	100 pezzi	20 conf.
CODSS10003C3821	2,5/3 ml Standard	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm		Centrale Luer  9 3 5 5 2 7 4 6 5	100 pezzi	18 conf.
CODSS10003C3822	2,5/3 ml Standard	Ø 22 G - 0,70 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm		Centrale Luer  9 3 5 5 2 8 0 7 5	100 pezzi	18 conf.





CODICE	CAPACITÀ MODELLO	AGO COLORE	CONO AGO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSS10003C3223	2,5/3 ml Standard	Ø 23 G - 0,60 mm Lungh. 1-1/4" - 32 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 0 8 7	100 pezzi	18 conf.
CODSS10003LC	2,5/3 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 3 5 5 2 8 1 0 1	100 pezzi	18 conf.
CODSS10005C3821	5 ml Standard	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 1 1 3	100 pezzi	16 conf.
CODSS10005C3822	5 ml Standard	Ø 22 G - 0,70 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 1 2 5	100 pezzi	16 conf.
CODSS10005C3223	5 ml Standard	Ø 23 G - 0,60 mm Lungh. 1-1/4" - 32 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 1 3 7	100 pezzi	16 conf.
CODSS01005C3223	5 ml Standard	Ø 23 G - 0,60 mm Lungh. 1-1/4" - 32 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 3 9 2 8 2	10 pezzi	50 conf.
CODSS10005SC	5 ml Standard	-	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 1 5 2	100 pezzi	16 conf.
CODSS10005LC	5 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 3 5 5 2 8 1 8 8	100 pezzi	16 conf.
CODSS10010C3820	10 ml Standard	Ø 20 G - 0,90 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 3 0 3	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010C3821	10 ml Standard	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 3 1 5	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010C3822	10 ml Standard	Ø 22 G - 0,70 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 3 2 7	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010E3820	10 ml Standard	Ø 20 G - 0,90 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 3 3 9	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010E3821	10 ml Standard	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 3 4 1	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010E3822	10 ml Standard	Ø 22 G - 0,70 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 3 5 4	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010SC	10 ml Standard	-	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 3 7 8	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010LC	10 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 3 5 5 2 8 3 8 0	100 pezzi	12 conf.
CODSS10010SE	10 ml Standard	-	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 3 6 6	100 pezzi	12 conf.
CODSS05020C3820	20 ml Standard	Ø 20 G - 0,90 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 4 1 6	50 pezzi	12 conf.
CODSS05020C3821	20 ml Standard	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Centrale Luer	 9 3 5 5 2 8 4 2 8	50 pezzi	12 conf.
CODSS05020E3820	20 ml Standard	Ø 20 G - 0,90 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 4 3 0	50 pezzi	12 conf.
CODSS05020E3821	20 ml Standard	Ø 21 G - 0,80 mm Lungh. 1-1/2" - 38 mm 	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 4 4 2	50 pezzi	12 conf.
CODSS05020LC	20 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 3 5 5 2 8 4 0 4	50 pezzi	12 conf.





CODICE	CAPACITÀ MODELLO	AGO COLORE	CONO AGO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSS05020SE	20 ml Standard	-	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 3 9 2	50 pezzi	12 conf.
CODSS05030LC	30 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 3 5 5 2 8 4 6 7	50 pezzi	8 conf.
CODSS02560LC	50/60 ml Standard	-	Centrale Luer Lock	 9 3 5 5 2 8 4 8 1	25 pezzi	8 conf.
CODSS02560SE	50/60 ml Standard	-	Eccentrico Luer	 9 3 5 5 2 8 4 7 9	25 pezzi	8 conf.
CODSS02560CC	50/60 ml Standard	-	Cono Catetere	 9 3 5 5 2 8 4 9 3	25 pezzi	8 conf.



#### Acusoft Set per infusione (deflussori)

Destinati alla terapia infusionale. Provisti di perforatore con cappuccio protettivo, filtro aria antibatterico con tappino di chiusura, camera di gocciolamento altamente trasparente, filtro soluzione 15-20  $\mu\text{m}$  e regolatore di flusso tipo roller. Cono Luer Lock. Sterili, monouso, apirogeni, atossici, latex free e ftalati free. Confezionati in blister e in sacchetto.


CODICE	MODELLO	TUBO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODDF15002	1 via senza ago	150 cm	 9 3 5 2 7 8 7 1 7	25 pezzi	20 confezioni
CODDF18002	1 via senza ago	180 cm	 9 7 4 6 9 6 4 1 9	25 pezzi	20 confezioni
CODDF15001	1 via con ago	150 cm	 9 3 5 2 7 8 6 9 3	25 pezzi	20 confezioni
CODDY15002	2 vie senza ago	150 cm	 9 3 6 0 3 2 3 8 8	25 pezzi	20 confezioni



### Rubinetto a 3 vie

Dispositivo destinato al collegamento a linee di infusione, prelievo, etc. Provvisto di 2 connessioni Luer Lock femmina con tappi di protezione, 1 connessione Luer Lock maschio a ghiera rotante con tappo di protezione e frecce indicatrici della direzione del flusso. Sterile, monouso, latex free e ftalati free. Confezionato singolarmente in blister.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
BEN7603B111	 9 3 5 7 6 4 2 7 6	50 pezzi	20 confezioni



### Tappi perforabili

Tappi per infusione con attacco Luer-Lock, latex free.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
DET3001712	 9 4 1 7 4 5 6 0 4	100 pezzi	10 confezioni



### Cotone idrofilo

Conforme ai requisiti F.U.E. Ed. vigente. Non sterile. Latex free. Confezionato in sacchetto di polietilene termosaldato.

CODICE	PESO	QUALITÀ	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODDEL11100	100 g	Extra India	 9 0 9 9 0 3 3 7 1	busta	50 buste
CODDEL11250	250 g	Extra India	 9 0 9 9 0 3 4 6 0	busta	18 buste
COD13500Z	500 g	Oro	 9 0 8 2 8 1 5 4 4	busta	20 buste
COD13501Z	1000 g	Oro	 9 0 1 2 1 2 9 5 9	busta	10 buste



### Compresse di garza idrofila piegate sterili

In puro cotone. Dispositivo utilizzato per medicazioni sterili, per la protezione delle ferite e per l'assorbimento degli essudati. Confezionate singolarmente in busta e in astuccio. Latex free.

CODICE	MISURA	TITOLO TESSUTO	PESO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD1840001	18 x 40 cm 1 cpr	12/8	27 ÷ 30 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 6 7 3	50 buste	72 confezioni
COD1840012	18 x 40 cm 12 cpr	12/8	27 ÷ 30 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 7 4 7	scatola	50 scatole
COD3640001	36 x 40 cm 1 cpr	12/8	27 ÷ 30 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 7 9 8	50 buste	50 confezioni
COD3640012	36 x 40 cm 12 cpr	12/8	27 ÷ 30 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 7 6 2	scatola	50 scatole



### Compresse di garza idrofila sterili

In puro cotone. Dispositivo utilizzato per medicazioni sterili, per la protezione delle ferite e per l'assorbimento degli essudati. Latex free. Confezionate in busta.

CODICE	MISURA	TITOLO TESSUTO	PESO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD1010025	10 x 10 cm 25 cpr	12/8	27 ÷ 30 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 5 6 0	busta	150 buste
COD1010050	10 x 10 cm 50 cpr	12/8	27 ÷ 30 g/m <sup>2</sup>	 9 0 9 7 2 3 6 5 8	busta	50 buste



### Compresse di garza idrofila stese

In puro cotone. Non sterili, sterilizzabili. Latex free e ftalati free.

CODICE	MISURA	TITOLO TESSUTO	PESO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD0061010	10 x 10 cm	12/8	40 ÷ 50 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 3 4 5 4 9 1	1 Kg	20 Kg
COD0061515	15 x 15 cm	12/8	40 ÷ 50 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 3 4 5 5 0 3	1 Kg	20 Kg
COD0062020	20 x 20 cm	12/8	40 ÷ 50 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 3 4 5 5 1 5	1 Kg	20 Kg
COD0062525	25 x 25 cm	12/8	40 ÷ 50 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 2 8 1 8 2 3	1 Kg	20 Kg
COD0063030	30 x 30 cm	12/8	40 ÷ 50 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 2 8 1 8 3 5	1 Kg	20 Kg
COD0064040	40 x 40 cm	12/8	40 ÷ 50 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 3 4 5 5 2 7	1 Kg	20 Kg



### Bende di garza idrofila orlate

In puro cotone. Non sterili e non sterilizzabili. Destinate al fissaggio delle medicazioni e al sostegno in caso di contusioni, distorsioni e lussazioni. Latex free e ftalati free. Confezionate singolarmente in cellophane e in astuccio.

CODICE	MISURA	TITOLO TESSUTO	PESO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD5650510CF	m 5 x 10 cm	12/8	30 ÷ 32 g/m <sup>2</sup>	 9 0 8 3 4 5 4 8 9	singola	100 pezzi



### Bende elastiche Ideal

In Cotone 65% e Poliammide 35%, non sterili. Destinate al fissaggio delle medicazioni e al sostegno in caso di contusioni, distorsioni e lussazioni. Lavabili in acqua. Latex free e ftalati free.

CODICE	MISURA	GANCI	PESO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD4505	m 4,5 x 5 cm	1 gancio	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 5 4 5	singola	240 pezzi
COD4506	m 4,5 x 6 cm	1 gancio	70 g/m <sup>2</sup>	 9 7 9 0 5 7 8 9 0	singola	240 pezzi
COD4507	m 4,5 x 7 cm	1 gancio	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 5 7 2	singola	240 pezzi
COD4508	m 4,5 x 8 cm	1 gancio	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 5 9 6	singola	240 pezzi
COD4510	m 4,5 x 10 cm	2 ganci	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 6 2 2	singola	120 pezzi
COD4512	m 4,5 x 12 cm	2 ganci	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 6 4 6	singola	60 pezzi
COD4515	m 4,5 x 15 cm	2 ganci	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 6 8 5	singola	60 pezzi
COD4520	m 4,5 x 20 cm	2 ganci	70 g/m <sup>2</sup>	 9 0 5 2 7 8 7 1 1	singola	25 pezzi

## USO UMANO

### Acqua ossigenata

Perossido di idrogeno in soluzione acquosa, incolore.



CODICE	DOSAGGIO CAPACITÀ	BARCODE	CONF.	IMB.
CODPI0250	10 volumi - 250 ml	 9 0 5 3 0 6 3 3 2	flacone	12 flaconi
CODPI1000	10 volumi - 1000 ml	 9 0 5 3 0 6 4 3 3	flacone	12 flaconi

### Alcol etilico denaturato

Solvente - Detergente - Disinfettante.



CODICE	CAPACITÀ	BARCODE	CONF.	IMB.
CODALC250	250 ml	 9 3 1 1 1 6 3 8 2	flacone	24 flaconi
CODALC500	500 ml	 9 3 1 1 1 6 3 9 4	flacone	12 flaconi
CODALC1000	1000 ml	 9 3 1 1 1 6 3 6 8	flacone	12 flaconi



### Ghiaccio istantaneo in busta

Indicato in caso di ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo. Lenisce il dolore e previene la formazione di ematomi e gonfiori. Latex free.

CODICE	MATERIALE	PESO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD1PE	Busta in PE	248 g	 9 0 5 3 3 8 1 4 9	singola	25 pezzi
COD1TNT	Busta in TNT	248 g	 9 0 5 3 3 8 1 3 7	singola	25 pezzi
COD2TNT	Busta in TNT	2 x 248 g	 9 3 8 4 3 2 8 8 3	2 buste in astuccio	14 confezioni



**Ghiaccio istantaneo spray**

Indicato in caso di ematomi, distorsioni, traumi ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo. Lenisce il dolore e previene la formazione di ematomi e gonfiore. Latex free.

CODICE	CAPACITÀ	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD400GEL024	400 ml	 9 3 0 9 6 9 7 6 9	singola	24 pezzi



**Cerotti su rocchetto**

Cerotto su rocchetto non sterile, indicato per pelli sensibili, facile da strappare.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
PLARNB05FPL	TNT ipoallergenico	m 5 x 1,25 cm	 9 0 8 2 8 1 4 1 7	18 pezzi	20 confezioni
PLARNB06FPL	TNT ipoallergenico	m 5 x 2,5 cm	 9 0 8 2 8 1 4 2 9	12 pezzi	20 confezioni
PLARNB07FPL	TNT ipoallergenico	m 5 x 5 cm	 9 0 8 2 8 1 4 3 1	6 pezzi	20 confezioni
PLARSB05FPL	Seta ipoallergenica	m 5 x 1,25 cm	 9 0 8 2 8 1 4 4 3	18 pezzi	20 confezioni
PLARSB06FPL	Seta ipoallergenica	m 5 x 2,5 cm	 9 0 8 2 8 1 5 2 0	12 pezzi	20 confezioni
PLARSB07FPL	Seta ipoallergenica	m 5 x 5 cm	 9 0 8 2 8 1 5 3 2	6 pezzi	20 confezioni

**GUANTI NON STERILI**



**Guanti in lattice non sterili**

Impiegato nelle procedure di esplorazione di base e di laboratorio che richiedono un'avanzata barriera protettiva da sostanze chimiche e nella preparazione di farmaci chemioterapici. Monouso, non sterile, con polvere, in configurazione ambidestra, con bordino salvagoccia, colore bianco. AQL 1,5. Doppia marcatura CE come DM in classe I e DPI in classe III. Confezione in scatola dispenser.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD46023	Lattice naturale	Extra Small	 9 3 5 5 6 0 8 9 4	100 pezzi	10 confezioni
COD46024	Lattice naturale	Small	 9 0 5 2 7 8 9 0 1	100 pezzi	10 confezioni
COD46025	Lattice naturale	Medium	 9 0 5 2 7 8 8 8 7	100 pezzi	10 confezioni
COD46026	Lattice naturale	Large	 9 0 5 2 7 8 8 4 8	100 pezzi	10 confezioni
COD46027	Lattice naturale	Extra Large	 9 0 5 2 7 8 9 1 3	100 pezzi	10 confezioni



**Guanti in lattice non sterili PF**

Impiegato nelle procedure di esplorazione di base e di laboratorio che richiedono un'avanzata barriera protettiva da sostanze chimiche e nella preparazione di farmaci chemioterapici. Monouso, non sterile, senza polvere, in configurazione ambidestra, con bordino salvagoccia, colore bianco. AQL 1,5. Doppia marcatura CE come DM in classe I e DPI in classe III. Confezione in scatola dispenser.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD461023	Lattice naturale	Extra Small	 9 3 5 5 6 0 8 8 2	100 pezzi	10 confezioni
COD461024	Lattice naturale	Small	 9 3 8 4 5 7 5 2 0	100 pezzi	10 confezioni
COD461025	Lattice naturale	Medium	 9 3 8 4 5 7 3 7 9	100 pezzi	10 confezioni
COD461026	Lattice naturale	Large	 9 3 8 4 5 3 4 4 4	100 pezzi	10 confezioni
COD461027	Lattice naturale	Extra Large	 9 3 8 4 5 2 6 2 0	100 pezzi	10 confezioni



**Guanti in vinile non sterili PF**

Guanti da esplorazione monouso, non sterili, senza polvere, in configurazione ambidestra, con bordino salvagoccia, colore bianco. Prevengono le allergie essendo costituiti da materiale sintetico, ma con vestibilità e comfort pari a quelle del lattice. AQL 1.5. Confezionati in scatola dispenser.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD01310XS	Polivinilcloruro	Extra Small	 9 3 5 5 6 0 9 2 0	100 pezzi	10 confezioni
COD01310S	Polivinilcloruro	Small	 9 3 5 5 6 0 9 6 9	100 pezzi	10 confezioni
COD01310M	Polivinilcloruro	Medium	 9 3 5 5 6 0 9 7 1	100 pezzi	10 confezioni
COD01310L	Polivinilcloruro	Large	 9 3 5 5 6 0 9 9 5	100 pezzi	10 confezioni
COD01310XL	Polivinilcloruro	Extra Large	 9 3 5 5 6 1 0 0 9	100 pezzi	10 confezioni

GUANTI MEDICALI



**Guanti in nitrile non sterili PF**

Impiegato nelle procedure di esplorazione di base e di laboratorio che richiedono un'avanzata barriera protettiva da sostanze chimiche e nella preparazione di farmaci chemioterapici. Previene le allergie essendo costituito da materiale sintetico, ma con vestibilità e comfort pari a quelle del lattice. Non sterile, senza polvere, configurazione ambidestra, polso con bordino salvagoccia, colore bianco, latex free. AQL 1,5. Doppia marcatura CE come DM in classe I e DPI in classe III. Confezione in scatola dispenser.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD471033	Nitrile	Extra Small	 9 8 2 5 3 2 5 7 6	100 pezzi	10 confezioni
COD471034	Nitrile	Small	 9 8 2 5 3 2 5 5 2	100 pezzi	10 confezioni
COD471035	Nitrile	Medium	 9 8 2 5 3 2 5 2 5	100 pezzi	10 confezioni
COD471036	Nitrile	Large	 9 8 2 5 3 2 5 3 7	100 pezzi	10 confezioni
COD471037	Nitrile	Extra Large	 9 8 2 5 3 2 5 6 4	100 pezzi	10 confezioni



**Guanti in cotone**

Utili per la manipolazione generica prevalentemente di prodotti e/o componenti asciutti e puliti o come sottoguento assorbitore di sudore per migliorare il comfort e l'uso prolungato. Lavabili e sterilizzabili. In configurazione ambidestra, senza cuciture, con polsino elastico in cotone e orlo colorato per differenziare le misure, colore bianco, latex free. Confezionati in busta.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD1060	Cotone 100%	6	 9 0 5 3 5 9 1 5 6	paio	-
COD1065	Cotone 100%	6,5	 9 0 5 3 5 9 1 4 3	paio	-
COD1070	Cotone 100%	7	 9 0 5 3 5 9 1 3 1	paio	-
COD1075	Cotone 100%	7,5	 9 0 5 3 5 9 1 2 9	paio	-
COD1080	Cotone 100%	8	 9 0 5 3 5 9 1 1 7	paio	-
COD1085	Cotone 100%	8,5	 9 0 5 3 5 9 0 9 3	paio	-
COD1090	Cotone 100%	9	 9 0 5 3 5 9 0 8 1	paio	-



**Guanti in polietilene non sterili**

Impiegati in ambito ospedaliero, ambulatoriale, per operazioni di esame e nei laboratori in genere. Monouso, non sterili, in configurazione ambidestra, trasparenti e latex free. Confezionati in busta.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
FOR010032	PE	Unica	 9 0 5 2 7 8 9 2 5	100 pezzi	100 confezioni

## GUANTI STERILI (CHIRURGICI)



### Guanti in lattice sterili

Impiegati negli interventi chirurgici, offrono una barriera sicura senza compromettere la sensibilità. Sterili, con polvere, forma anatomica, polso dritto con banda adesiva, colore bianco, AQL 1,5. Doppia marcatura CE (Dispositivo medico di classe IIa e DPI di categoria III). Confezionati in busta singola e in scatola.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
ANS330047060	Lattice naturale	6	 9 3 0 2 5 9 5 6 1	50 paia	4 confezioni
ANS330047065	Lattice naturale	6,5	 9 3 0 2 5 9 5 7 3	50 paia	4 confezioni
ANS330047070	Lattice naturale	7	 9 3 0 2 5 9 5 9 7	50 paia	4 confezioni
ANS330047075	Lattice naturale	7,5	 9 3 0 2 5 9 6 0 9	50 paia	4 confezioni
ANS330047080	Lattice naturale	8	 9 3 0 2 5 9 6 2 3	50 paia	4 confezioni
ANS330047085	Lattice naturale	8,5	 9 3 0 2 5 9 6 4 7	50 paia	4 confezioni
ANS330047090	Lattice naturale	9	 9 3 0 2 5 9 6 6 2	50 paia	4 confezioni



### Guanti in lattice sterili PF

Impiegati negli interventi chirurgici, offrono una barriera sicura senza compromettere la sensibilità. Superficie interna rivestita di poliuretano e silicone. Sterili, senza polvere, forma anatomica, polso dritto con banda adesiva, colore bianco, AQL 1,5. Doppia marcatura CE (Dispositivo medico di classe IIa e DPI di categoria III). Confezionati in busta singola e in scatola.

CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
ANS330200760	Lattice naturale	6	 9 3 5 5 6 1 0 4 7	50 paia	4 confezioni
ANS330200765	Lattice naturale	6,5	 9 3 5 5 6 1 0 5 0	50 paia	4 confezioni





CODICE	MATERIALE	MISURA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
ANS330200770	Lattice naturale	7	 9 3 5 5 6 1 0 6 2	50 paia	4 confezioni
ANS330200775	Lattice naturale	7,5	 9 3 5 5 6 1 0 8 6	50 paia	4 confezioni
ANS330200780	Lattice naturale	8	 9 3 5 5 6 1 0 9 8	50 paia	4 confezioni
ANS330200785	Lattice naturale	8,5	 9 3 5 5 6 1 1 1 2	50 paia	4 confezioni
ANS330200790	Lattice naturale	9	 9 3 5 5 6 1 1 2 4	50 paia	4 confezioni



### Contenitore per l'analisi delle urine 120 ml

Contenitore graduato, trasparente in Polipropilene (PP), con tappo a vite in Polietilene (PE). Latex free.

CODICE	COLORE TAPPO	ETICHETTA	STERILIZZAZIONE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD331183		-	Grado asettico	 9 0 5 6 1 3 5 9 8	astuccio	100 pezzi



### Contenitore per analisi coprologiche 60 ml

Contenitore graduato, trasparente in Polipropilene (PP), con tappo a vite in Polietilene (PE) provvisto di paletta. Latex free.

CODICE	COLORE TAPPO	ETICHETTA	STERILIZZAZIONE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD318121		-	Grado asettico	 9 0 5 6 1 3 5 8 6	astuccio	196 pezzi



### Provetta per l'analisi delle urine 10 ml

Provetta trasparente in Polipropilene (PP). Latex free.


CODICE	COLORE TAPPO	ETICHETTA	STERILIZZAZIONE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD318189			Grado asettico	 9 0 5 6 1 3 6 1 2	astuccio	243 pezzi



### Contenitore per la raccolta delle urine 2,5 L

Contenitore graduato in Polietilene (PE), tappo in Polipropilene (PP) e tappino per prelievo campioni. Utilizzato per la raccolta delle urine nelle 24 ore. Latex free.

CODICE	COLORE TAPPO	MODELLO	STERILIZZAZIONE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD391480		Tanica	-	 9 0 5 6 1 3 5 7 4	astuccio	28 pezzi




### Easy-One

#### Raccogliore urina da letto Standard

Sacca da letto per la raccolta dell'urina, monouso, non sterile, graduata, provvista di connettore universale. In PVC atossico di grado medicale e biocompatibile. Latex free.

CODICE	CAPACITÀ	TUBO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD001200	2000 ml	90 cm	 9 0 8 2 8 1 8 4 7	Bulk	250 pezzi
COD001204	2000 ml	90 cm	 9 3 0 8 5 6 5 2 9	30 pezzi	8 confezioni
COD001240	2000 ml	130 cm	 9 0 5 2 7 8 4 9 5	Bulk	200 pezzi
COD001244	2000 ml	130 cm	 9 3 0 8 5 6 5 3 1	30 pezzi	7 confezioni



### Easy-Drain


#### Raccogliore urina da letto con rubinetto di scarico P/P

Sacca da letto per la raccolta dell'urina, monouso, non sterile, graduata, provvista di connettore universale, valvola antireflusso e rubinetto di scarico tipo "Push/Pull". In PVC atossico di grado medicale e biocompatibile. Latex free.

CODICE	CAPACITÀ	TUBO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD002100	2000 ml	90 cm	 9 0 8 2 8 1 8 6 2	Bulk	200 pezzi



CODICE	CAPACITÀ	TUBO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD002104	2000 ml	90 cm	 9 3 0 9 9 7 2 3 6	30 pezzi	7 confezioni
COD002140	2000 ml	130 cm	 9 3 0 2 5 9 4 0 7	Bulk	200 pezzi
COD002144	2000 ml	130 cm	 9 3 0 8 5 6 5 4 3	30 pezzi	6 confezioni



### Easy-Mia

#### Raccogliitore urina da gamba con rubinetto di scarico P/P

Sacca da gamba per la raccolta dell'urina, monouso, non sterile, graduata, provvista di connettore universale, valvola antireflusso e rubinetto di scarico tipo "Push/Pull". In PVC atossico di grado medicale e biocompatibile. Latex free.

CODICE	CAPACITÀ	TUBO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD003104	750 ml	10 cm	 9 0 8 2 8 1 8 7 4	10 pezzi con 2 lacci	35 confezioni
COD003144	750 ml	35 cm	 9 3 0 8 5 6 5 5 6	10 pezzi con 2 lacci	30 confezioni



### Catetere Foley in lattice siliconato a 2 vie

Catetere uretrale a media permanenza. Punta arrotondata atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, simmetrici. Raccordo conico flessibile, valvola luer automatica con codice colore. Sterile, monouso, in lattice siliconato di grado medicale atossico e biocompatibile. Ftalati free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFLP203N0506	Lattice siliconato	CH 6	 9 4 0 4 8 9 4 5 7	10 pezzi	50 confezioni
CODFLP203N0508	Lattice siliconato	CH 8	 9 4 0 4 8 9 4 6 9	10 pezzi	50 confezioni
CODFLP203N0510	Lattice siliconato	CH 10	 9 4 0 4 8 9 4 7 1	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS205N1512	Lattice siliconato	CH 12	 9 0 5 2 7 8 3 2 9	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS205N1514	Lattice siliconato	CH 14	 9 0 5 2 7 8 3 4 3	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS205N1516	Lattice siliconato	CH 16	 9 0 5 2 7 8 3 6 8	10 pezzi	50 confezioni






CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFLS205N1518	Lattice siliconato	 CH 18	 9 0 5 2 7 8 3 5 6	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS205N1520	Lattice siliconato	 CH 20	 9 0 5 2 7 8 3 7 0	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS205N1522	Lattice siliconato	 CH 22	 9 0 5 2 7 8 3 8 2	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS205N1524	Lattice siliconato	 CH 24	 9 0 5 2 7 8 3 9 4	10 pezzi	50 confezioni



### Catetere Foley in lattice siliconato a 3 vie

Catetere uretrale a media permanenza. Punta arrotondata atraumatica con 2 fori laterali. Raccordo conico flessibile, valvola luer automatica con codice colore. Sterile, monouso, in lattice siliconato di grado medicale atossico e biocompatibile. Ftalati free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFLS300N3016	Lattice siliconato	 CH 16	 9 3 4 5 5 4 2 8 2	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS300N3018	Lattice siliconato	 CH 18	 9 3 4 5 5 4 2 9 4	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS300N3020	Lattice siliconato	 CH 20	 9 3 4 5 5 4 3 1 8	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS300N3022	Lattice siliconato	 CH 22	 9 3 4 5 5 4 3 2 0	10 pezzi	50 confezioni
CODFLS300N3024	Lattice siliconato	 CH 24	 9 3 4 5 5 4 3 3 2	10 pezzi	50 confezioni




### Catetere Foley in silicone a 2 vie

Catetere uretrale a lunga permanenza. Punta arrotondata atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, simmetrici. Raccordo conico flessibile, valvola luer automatica con codice colore. Sterile, monouso, in silicone di grado medicale atossico e biocompatibile. Latex free e ftalati free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFSP200N0306	Silicone	 CH 6	 9 4 0 5 2 4 0 3 4	10 pezzi	20 confezioni
CODFSP200N0508	Silicone	 CH 8	 9 4 0 5 2 4 0 5 9	10 pezzi	20 confezioni
CODFSP200N0510	Silicone	 CH 10	 9 4 0 5 2 4 0 6 1	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS205N1512	Silicone	 CH 12	 9 0 5 2 7 8 4 0 6	10 pezzi	20 confezioni



CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFSS205N1514	Silicone	 CH 14	 9 0 5 2 7 8 4 1 8	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS205N1516	Silicone	 CH 16	 9 0 5 2 7 8 4 2 0	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS205N1518	Silicone	 CH 18	 9 0 5 2 7 8 4 3 2	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS205N1520	Silicone	 CH 20	 9 0 5 2 7 8 4 4 4	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS205N1522	Silicone	 CH 22	 9 0 5 2 7 8 4 5 7	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS205N1524	Silicone	 CH 24	 9 0 5 2 7 8 4 6 9	10 pezzi	20 confezioni



### Catetere Foley in silicone a 3 vie

Catetere uretrale a lunga permanenza. Punta arrotondata atraumatica con 2 fori laterali. Raccordo conico flessibile, valvola luer automatica con codice colore. Sterile, monouso, in silicone di grado medicale atossico e biocompatibile. Latex free e ftalati free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFSS300N3016	Silicone	 CH 16	 9 3 4 5 5 4 3 6 9	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS300N3018	Silicone	 CH 18	 9 3 4 5 5 4 3 7 1	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS300N3020	Silicone	 CH 20	 9 3 4 5 5 4 3 8 3	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS300N3022	Silicone	 CH 22	 9 3 4 5 5 4 3 9 5	10 pezzi	20 confezioni
CODFSS300N3024	Silicone	 CH 24	 9 3 4 5 5 4 4 0 7	10 pezzi	20 confezioni



### Catetere Foley in silicone a 2 vie scanalato

Catetere uretrale a lunga permanenza, con scanalature longitudinali. Punta arrotondata atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, simmetrici. Raccordo conico flessibile, valvola luer automatica con codice colore. Sterile, monouso, in silicone di grado medicale atossico e biocompatibile. Latex free e ftalati free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFSG205N1012	Silicone	 CH 12	 9 3 5 5 6 7 7 2 3	10 pezzi	20 confezioni





CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODFSG205N1014	Silicone	 CH 14	 9 3 5 5 6 7 7 5 0	10 pezzi	20 confezioni
CODFSG205N1016	Silicone	 CH 16	 9 3 5 5 6 7 7 6 2	10 pezzi	20 confezioni
CODFSG205N1018	Silicone	 CH 18	 9 3 5 5 6 7 7 7 4	10 pezzi	20 confezioni
CODFSG205N1020	Silicone	 CH 20	 9 3 5 5 6 7 7 8 6	10 pezzi	20 confezioni
CODFSG205N1022	Silicone	 CH 22	 9 3 5 5 6 7 7 9 8	10 pezzi	20 confezioni
CODFSG205N1024	Silicone	 CH 24	 9 3 5 5 6 7 8 1 2	10 pezzi	20 confezioni



#### Catetere Nelaton Uomo

Catetere urologico maschile, lunghezza 40 cm, punta arrotondata atraumatica. Provvisto di connettore con codice colore. Sterile, monouso, in PVC di grado medico atossico e biocompatibile. Latex free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODCMF06	PVC	 CH 6	 9 4 0 4 8 9 3 5 6	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF08	PVC	 CH 8	 9 4 0 4 8 9 3 6 8	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF10	PVC	 CH 10	 9 4 0 4 8 9 3 7 0	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF12	PVC	 CH 12	 9 4 0 4 8 9 3 8 2	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF14	PVC	 CH 14	 9 4 0 4 8 9 3 9 4	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF16	PVC	 CH 16	 9 4 0 4 8 9 4 0 6	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF18	PVC	 CH 18	 9 4 0 4 8 9 4 1 8	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF20	PVC	 CH 20	 9 4 0 4 8 9 4 2 0	100 pezzi	10 confezioni
CODCMF22	PVC	 CH 22	 9 4 0 4 8 9 4 4 4	100 pezzi	10 confezioni

### Catetere Nelaton Donna/Bambino

Catetere urologico, lunghezza 22 cm, punta arrotondata atraumatica. Provvisto di connettore con codice colore. Sterile, monouso, in PVC di grado medicale atossico e biocompatibile. Latex free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODCNF06	PVC	 CH 6	 9 4 0 4 8 9 2 4 2	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF08	PVC	 CH 8	 9 4 0 4 8 9 2 5 5	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF10	PVC	 CH 10	 9 4 0 4 8 9 2 6 7	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF12	PVC	 CH 12	 9 4 0 4 8 9 2 7 9	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF14	PVC	 CH 14	 9 4 0 4 8 9 2 8 1	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF16	PVC	 CH 16	 9 4 0 4 8 9 3 1 7	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF18	PVC	 CH 18	 9 4 0 4 8 9 3 2 9	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF20	PVC	 CH 20	 9 4 0 4 8 9 3 3 1	100 pezzi	10 confezioni
CODCNF22	PVC	 CH 22	 9 4 0 4 8 9 3 4 3	100 pezzi	10 confezioni



### Sonda rettale

Sonda per infusione di farmaci e/o svuotamento per via rettale, con punta atraumatica e lunghezza tubo 40 cm. Sterile, monouso, in PVC di grado medicale atossico, biocompatibile, latex free e ftalati free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSNRT4018	PVC	 CH 18	 9 0 5 3 0 5 8 3 5	100 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4020	PVC	 CH 20	 9 0 5 3 0 5 8 6 2	100 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4022	PVC	 CH 22	 9 0 5 3 0 5 9 4 8	100 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4024	PVC	 CH 24	 9 7 8 9 3 6 3 8 7	100 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4026	PVC	 CH26	 9 7 8 9 3 6 4 0 1	100 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4028	PVC	 CH 28	 9 0 5 3 0 6 0 5 4	70 pezzi	10 confezioni





CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSNRT4030	PVC	 CH 30	 9 0 5 3 0 6 1 8 1	70 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4032	PVC	 CH 32	 9 0 5 3 0 6 2 2 9	70 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4034	PVC	 CH 34	 9 7 8 9 3 6 4 1 3	70 pezzi	10 confezioni
CODSNRT4036	PVC	 CH 36	 9 7 8 9 3 6 4 2 5	70 pezzi	10 confezioni



#### Sonda per aspirazione

Sonda per aspirazione tracheobronchiale, senza valvola di controllo Softvac e punta arrotondata atraumatica, lunghezza tubo 51 cm, codice colore. Sterile, monouso, in PVC di grado medico atossico e biocompatibile. Latex free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSA15206	PVC	 CH6	 8052086220706	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15208	PVC	 CH 8	 8052086220713	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15210	PVC	 CH 10	 8052086220720	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15212	PVC	 CH 12	 8052086220737	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15214	PVC	 CH 14	 8052086220744	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15216	PVC	 CH 16	 8052086220751	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15218	PVC	 CH 18	 8052086220768	100 pezzi	6 confezioni
CODSA15220	PVC	 CH 20	 8052086220775	100 pezzi	6 confezioni



### Sonda per aspirazione controllata

Sonda per aspirazione tracheobronchiale, con valvola di controllo Softvac e punta arrotondata atraumatica, lunghezza tubo 51 cm, codice colore. Sterile, monouso, in PVC di grado medicale atossico e biocompatibile. Latex free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODSA25206	PVC	 CH 6	 8052086220621	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25208	PVC	 CH 8	 8052086220638	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25210	PVC	 CH 10	 8052086220645	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25212	PVC	 CH 12	 8052086220652	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25214	PVC	 CH 14	 8052086220669	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25216	PVC	 CH 16	 8052086220676	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25218	PVC	 CH 18	 8052086220683	100 pezzi	6 confezioni
CODSA25220	PVC	 CH 20	 8052086220690	100 pezzi	6 confezioni



### Tappi per cateteri e sonde

Adattabili a tutti i tipi di cateteri e tubi presenti in commercio. Sterili, monouso, in PVC di grado medicale atossico e biocompatibile, latex free.

CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
UNO84073023	da 3 a 13 mm	 9 3 8 4 9 0 3 9 2	100 pezzi	8 confezioni



### Nastri di fissaggio biadesivi per guaina per incontinenza urinaria maschile

Striscia di fissaggio di gomma in lattice naturale e velcro.

CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
FOR007999	2 x 15 x 120 mm	 9 3 5 5 9 0 6 0 6	30 pezzi	150 confezioni



### Guaina per incontinenza urinaria maschile

Guaina in lattice naturale, monouso e ipoallergenica.  
Confezionata in busta.

CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
UNO640015	Ø 20 mm	 9 0 8 2 8 1 8 8 6	30 pezzi	40 confezioni
CLI640025	Ø 25 mm	 9 0 8 2 8 1 8 9 8	30 pezzi	40 confezioni
CLI640035	Ø 30 mm	 9 0 8 2 8 1 9 0 0	30 pezzi	40 confezioni
CLI640045	Ø 35 mm	 9 0 8 2 8 1 9 1 2	30 pezzi	40 confezioni



### Padella per ammalati

Indicata per la raccolta delle feci per i pazienti impossibilitati ad usufruire dei servizi igienici. Confezionata in sacchetto. Latex free.

CODICE	MATERIALE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD390470	Polipropilene	51 x 27,7 x 7,65 cm	 9 0 5 3 0 6 4 8 4	singola	20 pezzi



### Pappagallo per uomo

Indicato per la raccolta delle urine per gli uomini impossibilitati ad usufruire dei servizi igienici. Confezionato in sacchetto. Latex free.

CODICE	MATERIALE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD390485	Polietilene	 9 0 5 3 0 5 8 2 3	singola	60 pezzi



### Cestello rigido portaflaconi

CODICE	MATERIALE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
ROL06	Polistirolo antiurto	 9 4 1 8 6 9 8 6 1	singola	125 pezzi



### Completo per ossigenoterapia

Kit contenente un gorgogliatore con tubo di prolunga, raccordi ed occhiale. Confezionato in astuccio.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
FIA60505080	OS/4M	 9 3 0 2 5 9 4 8 4	singola	100 pezzi



### Vello sintetico

Tappetino sintetico, morbido e anallergico, indicato nella prevenzione delle piaghe da decubito nel decorso post-operatorio e nei lungodegenti. Lavabile e sterilizzabile.

CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
ALBF2000	70 x 100 cm	 9 3 0 2 5 9 3 8 3	singola	6 pezzi



### Maschera per ossigenoterapia

In PVC di grado medicale atossico e biocompatibile. Clip stringinaso regolabile, fettuccia elastica e tubo di collegamento da 210 cm. Mascherina e fettuccia latex free.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODOX0103121	Adulti	 9 3 8 4 2 0 5 6 1	singola	100 pezzi
CODOX0102121	Pediatrica	 9 3 8 4 2 0 5 8 5	singola	100 pezzi



### Maschera per ossigeno con Reservoir

Ad alta concentrazione, in PVC di grado medicale atossico e biocompatibile. Clip stringinaso regolabile, fettuccia elastica e tubo di collegamento da 210 cm. Mascherina e fettuccia latex free.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODOX0403121	Adulti	 9 4 0 7 3 2 3 5 3	singola	50 pezzi
CODOX0402121	Pediatrica	 9 4 0 7 3 2 3 4 0	singola	50 pezzi



### Cannule nasali per ossigenoterapia

Cannule nasali ad occhiale per ossigenoterapia a breve o lungo tempo.


CODICE	MODELLO	TUBO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODOX0703	Adulti	180 cm	 9 4 0 8 1 2 1 0 0	singola	100 pezzi
CODOX0702	Pediatrica	180 cm	 9 4 0 8 1 2 1 2 4	singola	100 pezzi



### Mascherina chirurgica

Costituita da 3 strati di TNT che, per la diversa composizione, garantiscono rispettivamente le specifiche funzioni: antimacerante, superfiltrante e protettiva. Non sterile, provvista di barretta stringinaso conformabile.


CODICE	MODELLO	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
BRBBR3PLY-27A	Con elastici		 8683036263407	50 pezzi	60 confezioni
BRBBR3PLY-27B	Con elastici		 8683036263391	50 pezzi	60 confezioni



### Cappellino per chirurgo con lacci fissi

In TNT, non sterile, destinato alla copertura del capo del chirurgo.

CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD63001400	Unica		 8032584630955	100 pezzi	10 confezioni



### Cuffia rotonda copricapo

In TNT, non sterile, chiusura con elastico circolare, massimo comfort.


CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD63001504	Unica		 8032584630962	100 pezzi	10 confezioni
COD63001503	Unica		 8032584630979	100 pezzi	10 confezioni



### Camice per visitatore

In TNT assorbente, non sterile, avvolgente, provvisto di lacci a chiusura posteriore, girocollo in morbido TNT.

CODICE	MISURA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD63001100	Unica con polsino di cotone		 9 8 2 5 3 2 5 8 8	10 pezzi	10 confezioni
COD63001104	Unica con polsino elastico		 9 8 2 5 3 2 5 9 0	10 pezzi	10 confezioni



### Calzari

Non sterili, altamente resistenti, chiusura con elastico, massimo comfort.

CODICE	MATERIALE	ALTEZZA	COLORE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD2569	Polietilene	Caviglia		 9 3 8 8 1 2 6 3 7	100 pezzi	50 confezioni
COD63001620	TNT politenato	Ginocchio		 8032584631006	100 pezzi	10 confezioni
COD63001600	TNT politenato	Caviglia		 9 8 2 7 1 2 1 1 1	100 pezzi	10 confezioni
COD63001610	TNT idrorepellente	Caviglia		 9 8 0 5 0 5 5 9 2	100 pezzi	10 confezioni
COD63001630	TNT idrorepellente	Ginocchio		 8032584630139	100 pezzi	10 confezioni



### Ciambella rotonda gonfiabile in gomma

Utile per la prevenzione di piaghe da decubito. Latex free. Confezionata in busta.

CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODCG035	Ø 35 cm	 9 3 4 1 9 7 1 1 8	singola	12 pezzi
CODCG040	Ø 40 cm	 9 3 4 1 9 7 1 2 0	singola	12 pezzi
CODCG043	Ø 43 cm	 9 3 4 1 9 7 1 4 4	singola	12 pezzi
CODCG045	Ø 45 cm	 9 3 4 1 9 7 1 5 7	singola	12 pezzi



### Ostie tonde

Utili come involucro alimentare per favorire l'ingerimento di farmaci sotto forma di granuli o polveri. Ingredienti: amido di mais, fecola di patate e grassi vegetali.

CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAFOB6	Ø 6 cm	 9 3 0 2 5 9 3 6 9	50 buste	40 confezioni
WAFOB7	Ø 7 cm	 9 3 0 2 5 9 3 7 1	50 buste	40 confezioni
WAFOB8	Ø 8 cm	 9 3 0 2 5 9 3 5 7	45 buste	40 confezioni



### Lacci emostatici rotondi

Utilizzati per la compressione dei vasi sanguigni durante i prelievi venosi o a monte delle ferite per fermare l'emorragia. Lunghezza 35 ± 2 cm.

CODICE	MODELLO	MATERIALE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CODLE001	Tubolare s/orletti	Silicone Latex free	 9 7 5 9 8 1 2 9 9	100 pezzi	10 conf.

## Acqua distillata

## Deionizzata




CODICE	DOSAGGIO CAPACITÀ	BARCODE	CONF.	IMB.
SIA2CACDF05	cond. < 30 $\mu$ S 1 L	 9 3 0 2 5 9 3 2 0	flacone	12 flaconi
CODACDIS05	cond. $\mu$ cm <sup>-1</sup> 20°C > 33 > 10 5 L	 9 3 8 9 4 2 7 2 1	tanica	4 taniche
CODACDIS10	cond. $\mu$ cm <sup>-1</sup> 20°C > 33 > 10 10 L	 9 3 8 9 4 2 7 1 9	tanica	-
CODACDIS25	cond. $\mu$ cm <sup>-1</sup> 20°C > 33 > 10 25 L	 9 3 8 9 4 2 7 3 3	tanica	-
CODACDIS25S	cond. $\mu$ cm <sup>-1</sup> 20°C > 33 > 10 25 L	 9 3 5 5 6 0 8 3 1	tanica c/sigillo	-

## Alcool puro 95°



CODICE	CAPACITÀ	BARCODE	CONF.	IMB.
DRUALC20C	200 ml	 9 3 5 5 6 0 5 6 5	flacone	24 flaconi
DRUALC50C	500 ml	 9 3 5 5 6 0 5 7 7	flacone	6 flaconi
DRUALC100C	1000 ml	 9 3 5 5 6 0 5 8 9	flacone	6 flaconi
DRUALC200C	2000 ml	 9 3 5 5 6 0 6 0 3	flacone	6 flaconi



### Fonendoscopio Kit adulti

Provvisto di padiglione ultrapiatto a membrana di Ø46 mm in lega di alluminio, archetto auricolare in ottone cromato dotato di molla senza giunzioni e tubo in PVC. Confezionato in astuccio.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD00500	Kit	 9 0 5 2 7 8 7 8 6	singola	100 pezzi



### Sfigmomanometro aneroide Standard

Provvisto di manometro in alluminio di lega leggera, bracciale in cotone con chiusura in velcro, soffiera e tubi in PVC. Confezionato in custodia di similpelle di colore nero.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD01500	Standard	 9 0 5 2 7 8 8 1 2	singola	50 pezzi



### Sfigmomanometro aneroide su carrello

Provvisto di manometro su quadrante in ABS, bracciale in cotone a 2 tubi, soffiera completa e tubo corrugato a spirale in PVC. Cestello per contenere gli accessori, tubo in alluminio registrabile in altezza, base con piede a 5 razze con ruote.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD01700	Su carrello	 8032584637701	singola	-



### Bracciale per sfigmo

In cotone a 2 tubi con chiusura in velcro completo di polmone.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
FOR004018	Standard	 9 7 6 0 1 1 3 4 4	singola	-



### Soffiera completa per sfigmo

In PVC, completa di valvola.

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
COD069	Standard	 9 0 5 2 7 8 8 5 1	singola	250 pezzi



### Termometro ecologico al gallio

Modello ascellare, ovale e con scala integrata. Confezione da 12 pezzi in astuccio.

CODICE	TIPOLOGIA	BARCODE	CONF.	IMBALLO
GIM25551	Gallio	 9 3 0 8 6 0 7 0 5	singola	1 conf.



### Mascherina per aerosol

CODICE	MODELLO	MATERIALE	BARCODE	CONF.	IMBALLO
LOC206	Universale Adulti	Plastica	 9 0 5 3 6 4 8 9 1	singola	315 pezzi



### Boccheruola per aerosol

CODICE	MODELLO	MATERIALE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
LOC204	Universale Adulti	Vetro	 9 0 5 3 5 9 1 7 0	singola	12 pezzi



### Forcella nasale per aerosol

CODICE	MODELLO	MATERIALE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
LOC202	Universale Adulti	Vetro	 9 0 5 3 5 9 1 6 8	singola	12 pezzi



### Ampolla per aerosol universale

Dispositivo medico predisposto esclusivamente per la nebulizzazione di medicinali in particelle e per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

CODICE	MATERIALE	CAPACITÀ	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
LOC123	PP	7 ml	 9 0 5 3 5 9 0 4 2	singola	160 pezzi
LOC101	Vetro	7 ml	 9 0 5 3 5 9 1 8 2	singola	200 pezzi



### Raccordo per aerosol

Utile per collegare gli accessori universali di terapia all'ampolla nebulizzatrice.

CODICE	MODELLO	MATERIALE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
LOC208	Universale	PVC	 9 0 5 3 6 4 8 8 9	singola	1000 pezzi



### Tubo per aerosol

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
LOC203	Universale	1 m	 9 0 5 3 5 9 0 7 9	singola	400 pezzi

**Espositore prodotti per manicure**



Contiene articoli assortiti "Solingen":  
 6 pinzette brunate punte oblique  
 6 pinzette nichel punte oblique strette  
 6 pinzette nichel oro punte oblique strette  
 6 pinzette brunate punte oblique strette  
 6 pinzette Professional nichel  
 6 pinzette Professional oro punte oblique  
 6 pinzette Professional oro punte oblique strette  
 3 tronchesi nichel 10 cm per pelle  
 3 tronchesi nichel 10 cm per unghie  
 6 forbicine pelle nichel lama curva  
 6 forbicine pelle nichel punta lancia, lama curva  
 6 forbicine pelle nichel esagonali, lama curva  
 6 forbicine unghie nichel, lama curva  
 4 forbicine unghie nichel esagonali, lama curva  
 4 forbicine Baby, lama curva  
 4 ferretti doppi con manico in plastica  
 6 leva comedoni modello esagonale Rostfrei  
 3 tagliapelle in nichel  
 3 tagliaunghie in nichel  
 6 tagliacalli Credo  
 3 raspe per calli Credo  
 10 confezioni di lame Credo da 10 pezzi  
 6 lime Diamant 5"  
 6 lime Diamant 6"  
 6 lime Diamant 7"  
 6 confezioni di lime in cartone 15 cm da 12 pezzi

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0928COD	In legno di frassino	-	singola	Espositore 139 pezzi

**Ferretto doppio**

Spingipelle/taglierino in nichel



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0711	Manico in plastica	 9 2 3 4 2 6 9 9 7	singola	12 pezzi

**Forbicine Baby nichel**



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0672	Lama curva	 9 2 3 4 2 6 7 0 6	singola	12 pezzi



0640  
Lama curva



0641  
Punta lancia  
Lama curva



0658  
Esagonale  
Lama curva

### Forbicine pelle nichel

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0640	Lama curva	 9 2 3 4 2 6 7 3 2	singola	12 pezzi
WAL0641	Punta lancia lama curva	 9 2 3 4 2 6 7 2 0	singola	12 pezzi
WAL0658	Esagonali lama curva	 9 2 3 4 2 6 7 1 8	singola	12 pezzi



0649  
Lama curva



0666  
Esagonale  
Lama curva

### Forbicine unghie nichel

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0649	Lama curva	 9 2 3 4 2 6 7 5 7	singola	12 pezzi
WAL0666	Esagonali lama curva	 9 2 3 4 2 6 7 4 4	singola	12 pezzi

### Leva comedoni



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0723	Esagonale Rostfrei	 9 2 3 4 2 7 0 1 3	singola	12 pezzi

### Lime in cartone



CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0876	15 cm	 9 2 3 4 2 6 9 1 0	12 pezzi	12 conf.

### Lime Diamant



CODICE	DIMENSIONI	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0825	12,7 cm	 9 2 3 4 2 6 8 8 4	singola	12 pezzi
WAL0826	15,24 cm	 9 2 3 4 2 6 8 9 6	singola	12 pezzi
WAL0827	17,78 cm	 9 2 3 4 2 6 9 0 8	singola	12 pezzi

**Pinzetta brunita**



0312  
Obliqua



0322/S  
Retta stretta



0322/OS  
Obliqua stretta

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0312	Punte oblique	 9 2 3 4 2 6 9 3 4	singola	12 pezzi
WAL0322/S	Punte rette strette	 9 3 3 2 1 2 9 2 0	singola	12 pezzi
WAL0322/OS	Punte oblique strette	 9 2 3 4 2 6 9 2 2	singola	12 pezzi

**Pinzetta nichel**



0320/OS  
Obliqua stretta

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0320/OS	Punte oblique strette	 9 2 3 4 2 6 9 5 9	singola	12 pezzi

**Pinzetta nichel oro**



0321/OS  
Obliqua stretta



0321/S  
Retta stretta

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0321/OS	Punte oblique strette	 9 2 3 4 2 6 9 6 1	singola	12 pezzi
WAL0321/S	Punte rette strette	 9 3 3 2 1 2 9 3 2	singola	12 pezzi

**Pinzetta oro**



0366/S  
Retta stretta

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0366/S	Punte rette strette	 9 3 3 2 1 2 9 5 7	singola	12 pezzi

**Pinzetta Professional**



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0324	Punte oblique	 9 2 3 4 2 6 9 4 6	singola	12 pezzi

### Pinzetta Professional oro



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0352	Punte oblique strette	 9 2 3 4 2 6 9 7 3	singola	12 pezzi

### Raspa per calli



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0799/C	Credo by Wal	 9 7 5 9 5 1 3 9 7	singola	12 pezzi

### Tagliacalli



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CRE45120	Credo	 9 0 2 4 7 5 2 9 8	singola	10 pezzi
WAL0701	Credo by Wal	 9 3 0 2 5 9 3 3 2	singola	10 pezzi

### Lame per tagliacalli



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
CRE02513	Credo	 9 0 2 4 7 5 3 4 8	scatola da 10 lame	10 scatole
WAL0704	Credo by Wal	 9 3 0 2 5 9 3 4 4	scatola da 10 lame	10 scatole

### Tagliapelle nichel



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0725	Trim	 9 2 3 4 2 7 0 2 5	singola	12 pezzi

Tagliaunghie nichel



CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0726	Trim	 9 2 3 4 2 7 0 3 7	singola	12 pezzi



Tronchesi nichel 10 cm



0403  
Pelle



0431  
Unghie

CODICE	MODELLO	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
WAL0403	Per pelle	 9 2 3 4 2 7 0 4 9	singola	12 pezzi
WAL0431	Per unghie	 9 2 3 4 2 7 0 5 2	singola	12 pezzi

Spugna naturale di mare



Particolarmente delicata sulla pelle del bambino. Non immergere in acqua calda a temperatura superiore a 55°C.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONE	IMBALLO
SIN27	 9 3 5 5 6 1 1 9 9	singola	12 pezzi

# INDICE ANALITICO

<b>A</b>		
Acqua distillata .....	45	
Acqua ossigenata F.U. ....	23	
Aghi a farfalla .....	15	
Aghi cannula in PTFE .....	15	
Aghi ipodermici .....	14	
Aghi per penna .....	11	
Alcool etilico denaturato .....	23	
Alcool puro .....	45	
Ampolla per aerosol .....	48	
<b>B</b>		
Bende di garza orlate .....	22	
Bende elastiche Ideal .....	22	
Boccheruola per aerosol .....	48	
Borsa urina da gamba .....	32	
Borsa urina da letto con scarico .....	31	
Borsa urina da letto standard .....	31	
Bracciale per sfigno .....	47	
<b>C</b>		
Calzari in TNT .....	43	
Camice per visitatore .....	43	
Cappellino chirurgico .....	42	
Catetere Foley in lattice siliconato a 2 vie .....	32	
Catetere Foley in lattice siliconato a 3 vie .....	33	
Catetere Foley in silicone a 2 vie .....	33	
Catetere Foley in silicone a 2 vie scanalato .....	34	
Catetere Foley in silicone a 3 vie .....	34	
Catetere Nelaton Uomo .....	35	
Catetere Nelaton Donna/Bambino .....	36	
Cerotti su rocchetto .....	24	
Cestello rigido portaflaconi .....	40	
Ciambella rotonda gonfiabile in gomma .....	44	
Completo per ossigenoterapia .....	40	
Compresse di garza sterili .....	21	
Compresse di garza a kg .....	21	
Compresse di garza piegate sterili .....	20	
Contentore feci .....	30	
Contentore urine .....	30	
Contentore urine 24h .....	31	
Cotone idrofilo .....	20	
Cuffia rotonda .....	43	
<b>D</b>		
Deflussori .....	18	
<b>E</b>		
Espositore prodotti per manicure .....	50	
<b>F</b>		
Ferretto doppio .....	50	
Fonendoscopio Kit .....	46	
Forbicine Baby nichel .....	50	
Forbicine pelle nichel .....	51	
Forbicine unghie nichel .....	51	
Forcella nasale per aerosol .....	48	
<b>G</b>		
Ghiaccio in busta .....	23	
Ghiaccio spray .....	24	
Guaina per incontinenza .....	39	
Guanti in cotone .....	27	
Guanti in lattice .....	25	
Guanti in lattice PF .....	25	
Guanti in lattice sterile .....	28	
Guanti in lattice sterile PF .....	28	
Guanti in nitrile PF .....	26	
Guanti in polietilene .....	27	
Guanti in vinile PF .....	26	
<b>L</b>		
Lacci emostatici .....	44	
Lame credo .....	53	
Lancette pungidito .....	11	
Lancette pungidito + Tamponcini imbevuti .....	12	
Lancette pungidito di sicurezza .....	12	
Leva comedoni .....	51	
Lime in cartone .....	51	
Lime Diamant .....	51	
<b>M</b>		
Mascherina in TNT .....	42	
Mascherina per aerosol .....	47	
Maschera per ossigeno con Reservoir .....	41	
Maschera per ossigenoterapia .....	41	
Misuratore Insulife Check .....	10	
<b>N</b>		
Nastri biadesivi .....	38	
<b>O</b>		
Occhiali per ossigenoterapia .....	42	
Ostie tonde .....	44	
<b>P</b>		
Padella per ammalati .....	40	
Pappagallo per uomo .....	40	

**P**

Pinzetta brunita.....	52
Pinzetta nichel.....	52
Pinzetta nichel oro.....	52
Pinzetta oro.....	52
Pinzetta Professional.....	52
Pinzetta Professional oro.....	53
Provetta urine.....	30

**R**

Raccordo per aerosol.....	49
Raspa per calli.....	53
Rubinetto a 3 vie.....	19

**S**

Sfigmomanometro aneroide Standard.....	46
Sfigmomanometro aneroide su carrello.....	46
Siringhe ipodermiche.....	16
Siringhe per insulina.....	13
Soffiera completa per sfigmo.....	47
Sonda per aspirazione.....	37
Sonda per aspirazione controllata.....	38
Sonda rettale.....	36
Spugna di mare.....	54
Strisce Insulife Check.....	10

**T**

Tagliacalli Credo.....	53
Tagliapelle nichel.....	53
Tagliaunghie nichel.....	54
Tappi per cateteri e sonde.....	38
Tappi perforabili.....	19
Termometro ecologico al Gallio.....	47
Tronchesi nichel 10 cm.....	54
Tubo per aerosol.....	49

**V**

Vello sintetico.....	41
----------------------	----



**APP**  
MEDICAL SOLUTIONS

**CI PRENDIAMO  
CURA DI TE**



**CODISAN S.p.A.**  
Via Pantano, 24  
95032 Belpasso (CT) - Italy  
Tel. 7867474 095 Fax 7867042 095  
codisan@codisan.com

[www.codisan.com](http://www.codisan.com)



Ad uso esclusivo della forza vendite